

verzió:

20171201

Neuro

Protokoll	Koponya - natív
Indikáció	
Előkészítés	
Kontrasztanyag	

per rectim		
i.v.		
mennyiség (ml)		
	per os	
sebesség (ml/s)		
Só mennyiség (ml)		
késleltetés (s)		
bolus tracking helye		

Mérések

Rekonstrukciók, képanyag	Fázisok	Natív
	Vizsgálandó terület	Koponyatető-koponyabázis Koponyatető - C.II. - traumás esetben

Megjegyzés	Felirat/label	Natív	Natív
	Ablak	Agyi ablak	Csont
	Szeletvastagság	3-5	1-2
	Increment	25-50%	25-50%
	Írány	AXI+COR+SAG	AXI
	Kernel/Filter	Soft	Hi-Res Bone

- Amennyiben a CT készülék alkalmas rá, a vizsgálat végezhető döntött gantryvel az orbitomeatalis síkra döntve.
- Traumás esetben javasolt a csontablakos rekonstrukciókat is 3 síkban elkészíteni.
- Az axialis síkú rekonstrukciókat az orbitomeatalis síkban javasolt elkészíteni.

Irodalom