

verzió:

20171201

Neuro

Protokoll	<b>Sella – Natív</b>		
Indikáció	<b>Hypophysis térfoglaló folyamat gyanúja (MR kivitelezhetetlensége esetén), csontos sella ábrázolása, intra-, parasellaris meszesedések</b>		
Előkészítés			
Kontrasztanyag			

	<b>per os</b>		
	<b>per rectim</b>		
	<b>i.v.</b>	<b>Natív</b>	<b>Kontraszt</b>
	<b>mennyiség (ml)</b>		
	<b>sebesség (ml/s)</b>		
	<b>Só mennyiség (ml)</b>		
	<b>késleltetés (s)</b>		
	<b>bolus tracking helye</b>		

Mérések

	<b>Fázisok</b>	<b>Natív</b>	<b>Kontrasztanyagos</b>
Rekonstrukciók, képanyag	<b>Vizsgálható terület</b>	Sella alapjától a chiasma fölé 2 szelettel	

	Felirat/label	<b>Natív</b>	<b>Natív</b>	
	Ablak	<b>Agyi ablak</b>	<b>Csont</b>	
	Szeletvastagság	0,625	0,625	
	Increment			
	Írány	<b>AXI+COR+SAG</b>	<b>AXI+COR+SAG</b>	
	Kernel/Filter	Soft	Hi-Res Bone	
	Típus	MPR	MPR	

- Megjegyzés
1. Amennyiben a CT készülék alkalmas rá a vizsgálat végezhető döntött gantryvel az orbitomeatalis síkra döntve.
  2. Az axialis síkú rekonstrukciókat az orbitomeatalis síkban kell elkészíteni.

Irodalom