

OENO:	31230
Protokoll (OENO megnevezés):	Orbita felvétel
Indikáció:	Az orbita állapotának tisztázása (a Waters féle a legjobb beállítás „blowout” törés gyanújánál).
Blende határok:	felső széle a margo supraorbitalis felett 2 h, ujjal, alsó széle a margo infraorbitalis alatt 2 h. ujjal, oldalt lágyrészhatárok
Anatómiai képletek:	fissura orbitalis superior, margo orbitalis superior és lateralis
Képméret:	18x24 cm
FFT:	100 cm
Centrális sugár:	PA axialis: 20-25 fokkal caudal felé az orrgyökre irányul, a kazetta közepére esik Waters féle: merőleges a filmre, a margó infraorbitalisok közötti felezőpontra irányul.
Beállítás (beteg elhelyezése):	PA axialis: a beteg ül vagy hason fekszik az asztalon (esetleg az álló Bucky-nál ül vagy áll). Homlokát és orrát a rácstra teszi. Mediansagittalis sík merőleges a detektorra és az asztal középvonalában van. Az OMV merőleges a filmre. A felvétel légzésszünetben készül. Waters féle: a legjobb beállítás „blowout” törés gyanújánál. Állva, ülve vagy hason fekve. A mediansagittalis sík merőleges a filmre. A beteg álla, orra van a rácson. Az OMV 55 fokos szöveget alkot a film síkjával.
Felvételi követelmény:	A fissura orbitalis superior jól ábrázolódjon és a sziklacsont felső pereme fölé vetüljön. Margo orbitalis superior és lateralis jól ábrázolódjon.
Megjegyzés:	Oldaljelzés, gonádvédelem.