

<b>OENO:</b>	31763
<b>Protokoll (OENO megnevezés):</b>	Ujj, tartott felvétel
<b>Indikáció:</b>	A vizsgált csont állapotának megítélése, a tartószalagok speciális vizsgálata.
<b>Blende határok:</b>	
<b>Anatómiai képletek:</b>	
<b>Képméret:</b>	13x18, 2 db
<b>FFT:</b>	100 cm
<b>Centrális sugár:</b>	
<b>Beállítás (beteg elhelyezése):</b>	A paciens a vizsgálóasztal mellett oldalt ül a vizsgálandó ujját a tenyér kazettára helyezésével vizsgáljuk. Exponálás. A vizsgált ujját az előzőekhez hasonlóan a kazettára helyezzük el 90 fokos elfordítással, amennyiben a beteg együttműködik, a vizsgált ujját a kézhát felé nyomja, együttműködés hiánya esetén a beteg kísérelő végzi ezt el, úgy, hogy ólomköténnyel védi magát.
<b>Felvételi követelmény:</b>	
<b>Megjegyzés:</b>	Oldaljelzés, gonádvédelem.